

DIGITALNI TOPLOMER CUCLA

Uputstvo za rad

- Toplomer cucla je samo za oralnu upotrebu, za merenje telesne temperature za decu do 3 godine!
- Posle bip zvuka toplomer se mora odmah koristiti.
- Merena vrednost na ekranu toplomera cucla može biti niska u nekim okolnostima (npr. kada dete plače ili kada diše na usta stalno tokom merenja).U tom slučaju kada imate neke sumnje da dete ipak ima temperaturu, molimo da ipak izmerite i rektalno temperaturu.
- Zaštite aparat od toplote i smrzavanja.
- Nikada ne izložiti aparat iznad 60°C i NIKADA ne iskuvavati toplomer!
- Toplomer posle upotrebe treba zatvoriti.
- Baterija se ne može promeniti zbog bezbednosti.
- Čišćenje obavite kao što je napisano u poglavju Čišćenje i dezinfekcija toplomera.
- Da bi se cucla mogla potopiti u sredstvo za dezinfekciju mora biti neoštećena.

Uključivanje toplomera

- Pritisnite dugme iznad ekrana toplomera, za kratko vreme će se čuti zvuk BEEP i tada je toplomer spreman za rad. Na ekranu će se pojaviti trenutna temperatura okoline i C će da trepti u donjem desnom uglu, tada se može koristiti aparat.

Test za funkcionisanja

- Automatski se testira, tako da je posle svakog uključivanja automatski spreman za rad. Ipak ako se pojavi ERR na ekranu onda aparat više nije za upotrebu.

Upotreba toplomera

- Toplomer cucla je samo za oralnu upotrebu.
- Stavite toplomer u dečija usta kao i običnu cuclu.
- Dete treba da drži cuclu u ustima tokom merenja i da usta budu zatvorena što više je to moguće. Merenje se vrši oko 5 minuta. Tokom merenja na ekranu se pokazuje trenutna temperatura, C simbol trepti svo to vreme. Ako se signal označi (beep-beep-beep 10 puta) i C više ne trepti, to znači da je merenje završeno. Posle merenja, izmerena telesna temperatura ostaje na ekranu dok se aparat ne iskuči. Da biste produžili život baterije posle svakog merenja isključite toplomer. Toplomer će se automatski isključiti za 10 minuta.

Memorisanje zadnje vrednosti

- Ako držite pritisnuto dugme 3 sekunde dok je toplomer uključeno, najviša temperatura će se automatski ispisati na ekranu. U isto vreme će se na ekranu pojaviti M u desnom delu ekrana. Ponovnim pritiskom na dugme vraćamo se na trenutnu temperaturu. Tako ćemo memorisanu vrednost poništiti. Čišćenje i dezinfekcija –Toplomer je 100% voodootporan, i može se potopiti u vodu ili u dezinfekcioni rastvor za čišćenje. Obrišite ga sa vlažnom maramicom, NIKADA ne iskuvavati!!!

Tehničke karakteristike

Tip: maximum toplomer

Opseg merenja: +32°C do 43,9°C

Ako je temperatura ispod 32°C na ekranu će se pojaviti slovo L

Ako je temperatura iznad 43,9°C na ekranu će se pojaviti slovo H